

## Hepes Running Buffer (Powder), 25×

### Hepes 电泳缓冲液, 25× (干粉)

#### 简介

Hepes 电泳缓冲液是用于聚丙烯酰胺蛋白凝胶电泳实验, 为 Bioss 预制胶 (Precast Gels(Hepes)) 专用缓冲试剂。

本产品为配制 200ml 25× Hepes 电泳缓冲液的粉剂, 使用前加 200ml 蒸馏水或去离子水溶解即可, 溶解后为 25×缓冲液, 成分包含:

50 mM Tris, 50 mM HEPES, 0.1% SDS, 2 mM EDTA (pH 8.3)

电泳实验时还需用去离子水做进一步稀释为 1×电泳缓冲液。

**编号: C05-03020**

**规格: 200ml (25×粉剂)**

**保存方法: 室温保存。**

#### 注意事项:

1. 本产品溶解后为高倍浓缩液, 环境温度较低时可能会有结晶析出, 可加热助溶, 待溶解完全后再行稀释使用。
2. 密封保存, 防止污染。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。